

Apparatur zur Fluorid Bestimmung

Dokumentation: L50529006-Fluorid-Apparatur

bestehend aus:

A: Distilling Flask 300 ml (2* GL 32)

C: Condenser (GL 32)

D. receiver: 200 ml (148861082)

E: Steam tubes

F/G: Rubber Silicone (27346003) with (286338307)

H: Thermometer nicht im Lieferumfang

B: Steam Generator (Dampfentwickler) nicht im Lieferumfang

Für den Aufbau ist Stativmaterial notwendig .

