

Chromatographie-Säulen, Rettberg Chromatography Columns

Chromatographie-Säulen aus Borosilikatglas 3.3

Mit geringem Totvolumen, mit PTFE-Hahn (Bohrung 2,5 mm), mit Schliffhülse.

Ausführung A mit eingeschmolzener Glasfilterplatte Por. 0.

Ausführung B mit Einstichen zum Einlegen eines Wattebausches.

Schliffhülse	Füllhöhe	Innen-Ø	Ausführung	
			① A	② B
NS	ca. mm	ca. mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.
14,5/23	200	10	86 70 00211	86 70 00212
14,5/23	300	10	86 70 00311	86 70 00312
14,5/23	200	15	86 70 00321	86 70 00322
14,5/23	300	15	86 70 00331	86 70 00332
14,5/23	500	20	86 70 00351	86 70 00352
14,5/23	1000	20	86 70 00391	86 70 00392
29/32	200	20	86 70 01211	86 70 01212
29/32	300	20	86 70 01311	86 70 01312
29/32	200	30	86 70 01321	86 70 01322
29/32	300	30	86 70 01331	86 70 01332
29/32	500	30	86 70 01351	86 70 01352
29/32	1000	30	86 70 01391	86 70 01392

③ Chromatographie-Säulen aus Borosilikatglas, DURAN

Mit geringem Totvolumen, mit PTFE-Ventil 0 bis 3 mm, nachstellbar, mit Schliffhülse Glasfritte Por. 0.

Schliffhülse NS	Füllhöhe ca. mm	Innen-Ø ca. mm	Best.-Nr.
14,5/23	300	20	86 70 00103
14,5/23	500	20	86 70 00105
29/32	300	30	86 70 00003
29/32	500	30	86 70 00005
29/32	1000	30	86 70 00010

④ Lösungsmittelbirnen für Chromatographie-Säulen

Volumen ml	Schliffe Kern und Hülse	Best.-Nr.
50	NS 14,5	10 70 00313
100	NS 14,5	10 70 00314
250	NS 14,5	10 70 00315
100	NS 29	10 70 00316
250	NS 29	10 70 00317
500	NS 29	10 70 00318
1000	NS 29	10 70 00319

