

PARAFILM® M Verschlussfolie, BRAND PARAFILM® M Sealing Film

① PARAFILM® M Verschlussfolie

Für manuelle Anwendungen. Universelle Verschlussfolie, einfach abschneiden und das Gefäß verschließen. Die Folie lässt sich bis zu 200% dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 Std. beständig gegen viele polare Substanzen, wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen.

Dauergebrauchstemperatur: -45 °C bis +50 °C

Schmelztemperatur: 60 °C

Artikel	Best.-Nr.
Rolle à 38 m, 10 cm breit	28 49 71605
Rolle à 75 m, 10 cm breit	28 49 71606
Rolle à 15 m, 50 cm breit	28 49 71501
Rolle à 75 m, 5 cm breit	28 49 71611

② PARAFILM® M Cutter

Mit dem praktischen PARAFILM® M Cutter lässt sich die Verschlussfolie sauber aufbewahren und bequem schneiden. Für Rollen mit 5 und 10 cm Breite.

Artikel	Best.-Nr.
Parafilm® M Cutter	28 49 71650

