

Messkolben, NALGENE®, IDL Volumetric Flasks

Autoklavierbare Messkolben aus Polypropylen oder transparentem Polymethylpenten mit Polypropylen-Schraubverschluss. Jeder wird einzeln für Ein- und Ausguss gravimetrisch bei 20°C justiert. Kein Meniskus, daher einfaches und genaues Ablesen. Ovale Markierungsfläche. Nicht kontaminierender Schraubverschluss ohne Einlage. Auslauf-sicher. Die Messkolben entsprechen dem ISO-Standard 384 und ASTM-Standard E 288.

① Messkolben aus Polypropylen

Volumen ml	Toleranz ± ml	Verschluss-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.
50	0,1	13	146	23 87 40001
100	0,16	20	184	23 87 40002
200	0,2	20	209	23 87 40013
250	0,24	20	222	23 87 40003
500	0,4	24	279	23 87 40004
1000	0,6	28	317	23 87 40005

Messkolben aus Polymethylpenten

Volumen ml	Toleranz ± ml	Verschluss-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.
50	0,1	13	146	23 87 40011
100	0,16	20	184	23 87 40012
250	0,24	20	222	23 87 40014
500	0,4	24	279	23 87 40015
1000	0,6	28	317	23 87 40016

