

Absaug-Kit, Rettberg Air Exhauster Kits

Bestehend aus:

Absaugarm zur Absaugung gesundheitsschädlicher Dämpfe und Schwebstoffe/Stäube. Luftführende Teile aus Polypropylen, Rohre aus doppelt eloxiertem Aluminium. Resistent gegen die meisten Schadstoffe / Lösungsmittel. Leicht positionierbar durch 3 einstellbare Gelenke und Drehkonsole im Fuß. Saugstutzen 50 mm Ø mit integrierter Absperrklappe.

Arbeitsbereich: max. 1,10 m
Arbeitsradius: 360°
Volumenstrom: 50 – 110 m³/h
Geräuschentwicklung: ca. 56 dB (A)

Absaughaube, Mehrzweckhaube, 380 × 460 mm, transparent

Ventilator mit Drehzahlregler zum Aufstecken auf die Filtereinheit, mit Anschlusskabel
Luftfördermenge: ca. 1000 m³/h
Außenmaße: ca. 250 × 300 × 150 mm (ohne Filter)
Gewicht: ca. 4,0 kg (ohne Filter)
Anschlusswerte: 220 V, 50 Hz, 170 W
Schutzart: IP 44

Filter:

Zweistufenfilter, zur Abscheidung von Feinstaub (bis 0,3 µm), Abscheidegrad 99,97% (DOP), sowie Gerüchen und gasförmigen Schadstoffen.

Außenmaße: ca. 388 × 288 × 285 mm (L×B×H)
Gewicht: ca. 4,0 kg
Filterfläche: ca. 2,5 m²
Einsatztemperatur: max. 40°C
Druck: max. 2000 Pa

Verbindungsschlauch grau, ca. 2,5 m, 75 mm Ø, flexibel, kpl. mit Reduzierstück 75 / 125 mm zum Anschluss an den Ventilator.

Artikel	Best.-Nr.
Absaug-Kit 2000	83 70 02000
Ersatz-Filterelement	83 70 02001

