

Weithals-Vierkantschraubflaschen, IDL Wide Neck Square Bottles, with Screw Thread

Vierkant-Schraubflaschen, weithalsig mit Gewinde kurze Form, aus **Kalk-Soda-Glas** ohne Ausgießring und Staubschutzkappe, ohne Schraubverschluss

Klarglas

Vol. ml	Gewinde GL	Ø mm	H o. Kappe mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
100	32	49	109	12 00 82024	1-9	10
250	45	64	146	12 00 82036	1-9	10
500	54	77	173	12 00 82044	1-9	10
1000	60	97	213	12 00 82054	1-9	10

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Braunglas

Vol. ml	Gewinde GL	Ø mm	H o. Kappe mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
100	32	49	109	12 00 82624	1-9	10
250	45	64	146	12 00 82636	1-9	10
500	54	77	173	12 00 82644	1-9	10
1000	54	97	213	12 00 82654	1-9	10

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Originalitätsverschlüsse (Kappen)

aus PP für Vierkant-Schraubflaschen, weithalsig, Gewinde kurze Form

Gewinde GL	Farbe	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
32	blau	12 00 85319	1-9	10
45	blau	12 00 85328	1-9	10
54	blau	12 00 85332	1-9	10
60	blau	12 00 85335	1-9	10

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

