

Weithalsflaschen aus PE-LD, KAUTEX Polyethylene Bottles, Wide Neck

Laborflaschen aus PE-LD rund, naturfarben mit Schraubverschluss (aufgeschraubt bei 2000 ml bzw. lose) im Beutel beigefügt und als UVP-Einheit eingeschweißt.

Laborflaschen

Vol. ml	Ø mm	Höhe mm	Gewinde mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
50	39	77	32	22 52 70528	1-49	50
100	48	93	32	22 52 70529	1-19	20
200	59	114	40	22 52 70530	1- 9	10
250	64	120	40	22 52 70531	1- 9	10
300	68	128	40	22 52 70532	1- 9	10
500	77	154	50	22 52 70533	1- 9	10
750	88	173	50	22 52 70534	1- 4	5
1000	95	205	65	22 52 70535	1- 3	4
1500	108	226	65	22 52 70536	1- 3	4
2000	120	247	65	22 52 70537		1

❶ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Ersatz-Kautex-Hohlwulstverschlüsse, PE-LD, naturfarben

für Flaschen-Volumen ml	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
50 – 100	22 52 70607	1-99	100
200 – 300	22 52 70608	1-99	100
500 – 750	22 52 70609	1-99	100
1000 – 2000	22 52 70610	1-99	100

❶ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

