

Sicherheitsspritzflaschen, VITLAB Safety Wash Bottles

VITsafe™ Sicherheitsspritzflaschen, Enghals

Flasche aus PE-LD (bzw. PP bei Aceton und MEK), Spritzrohr aus PP. Mit farbigem VENT-CAP Schraubverschluss zur einfachen visuellen Unterscheidung der Medien.
Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS), sowie mit allen wichtigen Informationen:

- Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort
- Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code

Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezo- gene Spitze des Spritzrohrs. Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT- CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig ver- hindert.



Aufdruck	Volumen ml	Farbe VENT-CAP	Best.-Nr.	VE St./Pack
Aceton	250	Rot	22 85 31829	12
Aceton	500	Rot	22 85 32829	12
Aceton	1000	Rot	10 85 33829	12
Acetonitril	500	Rot	22 85 32969	6
Dest. Wasser	250	Blau	22 85 31819	12
Dest. Wasser	500	Blau	22 85 32819	12
Dest. Wasser	1000	Rot	10 85 33819	12
Ethanol	250	Orange	22 85 31869	12
Ethanol	500	Orange	22 85 32869	12
Ethanol	1000	Rot	10 85 33869	12
Ethylacetat	250	Rot	22 85 31859	12
Ethylacetat	500	Rot	22 85 32859	12
Ethylacetat	1000	Rot	10 85 33859	12
Essigsäure	500	Rot	22 85 32979	6
Heptan	500	Rot	22 85 32899	6
Hexan	500	Rot	22 85 32909	6
Isopropanol	250	Gelb	22 85 31849	12
Isopropanol	500	Gelb	22 85 32849	12
Isopropanol	1000	Rot	10 85 33849	12
Methanol	250	Grün	22 85 31839	12
Methanol	500	Grün	22 85 32839	12
Methanol	1000	Rot	10 85 33839	12
Methylenchlorid	500	Rot	22 85 32879	6
Methylethylketon	500	Rot	22 85 32989	6
N,N-Dimethylformamid	500	Rot	22 85 32889	6
Pentan	500	Rot	10 85 33959	6
Tetrahydrofuran (THF)	500	Rot	22 85 32939	6
Toluol	500	Rot	22 85 32949	6
Xylol	500	Rot	22 85 32959	6

! Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Zubehör, Sicherheitsspritzflaschen, Enghals

Gewinde GL	Farbe	Best.-Nr.	VE St./Pack
25	rot	22 85 33019	12
32	rot	10 85 33029	12
25	blau	10 85 33085	12
25	grün	10 85 33086	12
25	orange	10 85 33089	12
25	gelb	10 85 33088	12

! Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.



VITsafe™ Sicherheitsspritzflaschen, Weithals

Flasche aus PE-LD (bzw. PP bei Aceton und MEK), Spritzrohr aus PP. Mit farbigem VENT-CAP Schraubverschluss zur einfachen visuellen Unterscheidung der Medien.

Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS), sowie mit allen wichtigen Informationen:

- Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort
- Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code

Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs. Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert.

Aufdruck	Volumen ml	Farbe VENT-CAP	Best.-Nr.	VE St./Pack
Aceton	250	Rot	10 85 31829	12
Aceton	500	Rot	10 85 32829	12
Aceton	1000	Rot	10 85 33828	12
Acetonitril	500	Rot	10 85 32969	6
Dest. Wasser	250	Blau	10 85 31819	12
Dest. Wasser	500	Blau	10 85 32819	12
Dest. Wasser	1000	Rot	10 85 33818	12
Ethanol	250	Orange	10 85 31869	12
Ethanol	500	Orange	10 85 32869	12
Ethanol	1000	Rot	10 85 33868	12
Ethylacetat	250	Rot	10 85 31859	12
Ethylacetat	500	Rot	10 85 32859	12
Ethylacetat	1000	Rot	10 85 33858	12
Essigsäure	500	Rot	10 85 32979	6
Heptan	500	Rot	10 85 32909	6
Hexan	500	Rot	10 85 32899	6
Isopropanol	250	Gelb	10 85 31849	12
Isopropanol	500	Gelb	10 85 32849	12
Isopropanol	1000	Rot	10 85 33848	12
Methanol	250	Grün	10 85 31839	12
Methanol	500	Grün	10 85 32839	12
Methanol	1000	Rot	10 85 33838	12
Methylenchlorid	500	Rot	10 85 32879	6
Methylethylketon	500	Rot	10 85 32989	6
N,N-Dimethylformamid	500	Rot	10 85 32889	6
Pentan	500	Rot	10 85 31959	6
Tetrahydrofuran (THF)	500	Rot	10 85 32939	6
Toluol	500	Rot	10 85 32949	6
Xylol	500	Rot	10 85 32959	6

⚠ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Zubehör, Sicherheitsspritzflaschen. Weithals

Gewinde GL	Farbe	Best.-Nr.	VE St./Pack
45	rot	10 85 33339	12
63	rot	10 85 33349	12
45	blau	10 85 33095	12
45	grün	10 85 33096	12
45	orange	10 85 33099	12
45	gelb	10 85 33098	12

⚠ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

