

SOCOREX Qualitips® Pipettenspitzen, Rometsch GmbH

SOCOREX Qualitips® Pipette Tips

Die Anpassung zwischen Mikropipetten und Pipettenspitzen garantiert ein problemloses Pipettieren und verlässliche Resultate. Die Qualitips® von Socorex werden diesen Voraussetzungen vollends gerecht. Von der 10 µl Ultra-Mikro- bis zur 10 ml Makrospitze, ist die Spitzenlinie ausschliesslich aus hochwertigem schwermetallfreiem Polypropylen hergestellt. Eine Präzisions-Gussform sorgt für den luftdichten Sitz auf dem Konus. Strenge Qualitätsverfahren versichern die Beständigkeit jeder Auflage.

Qualitips® Pipettenspitzen: von 10 µl bis 10 ml

- Breites Sortiment
- Qualitätsbeständigkeit pro Auflage
- In Racks oder lose lieferbar
- Kompatibilität mit anderen Pipettenmarken
- Filter mit hoher Dichte verhindern Aerosol-Kontaminierungen
- DNase- und RNase freie Filterspitzen
- Pyrogenfreie sterile Filterspitzen



Qualitips® 10 µl

Größe mm	Kompatibilität	Kap. µl	Farbe	Stil	Filter	Steril	VE	Best.-Nr.
31	BT, E, G	10	Farblos	Ultra-Mikro	Nein	Nein	1×1000/Beutel	14 75 30901
31	BT, E, G	10	Farblos	Ultra-Mikro	Nein	Nein	10×96/Rack	14 75 30902
31	B, BT, E, F, G	10	Farblos	Ultra-Mikro	Ja	Ja	10×96/Rack	14 75 30903

Qualitips® 20 µl

Größe mm	Kompatibilität	Kap. µl	Farbe	Stil	Filter	Steril	VE	Best.-Nr.
51	B, BT, E, F, G	20	Farblos	Regulär	Ja	Ja	5×100/Beutel	10 75 83081
51	B, BT, E, F, G	20	Farblos	Regulär	Ja	Ja	10×96/Rack	10 75 83082
69	B, BT, E, F, G	20	Farblos	Für Gel	Ja	Ja	4×204/Rack	10 75 83083

Qualitips® 100 µl

Größe mm	Kompatibilität	Kap. µl	Farbe	Stil	Filter	Steril	VE	Best.-Nr.
54,1	B, BT, E, F, G	100	Farblos	Regulär	Ja	Ja	10×96/Rack	10 75 83085
69	B, BT, E, F, G	100	Farblos	Für Gel	Ja	Ja	4×204/Rack	10 75 83086

Qualitips® 200 µl

Größe mm	Kompatibilität	Kap. µl	Farbe	Stil	Filter	Steril	VE	Best.-Nr.
51,1	B, BT, E, F, G	200	Farblos	Regulär	Nein	Nein	2×500/Beutel	14 75 30820
51,1	B, BT, E, F, G	200	Farblos	Regulär	Nein	Nein	10×96/Rack	14 75 30821
49,7	B, BT, E, F, G	200	Farblos	Regulär	Nein	Nein	2×500/Beutel	14 75 30920
49,7	B, BT, E, F, G	200	Farblos	Regulär	Nein	Nein	10×96/Rack	14 75 30921
49,7	B, BT, E, F, G	200	Gelb	Regulär	Nein	Nein	2×500/Beutel	14 75 32920
49,7	B, BT, E, F, G	200	Gelb	Regulär	Nein	Nein	10×96/Rack	14 75 32921

Qualitips® 300 / 350 µl

Größe mm	Kompatibilität	Kap. µl	Farbe	Stil	Filter	Steril	VE	Best.-Nr.
58,8	B, BT, E, F, G	350	Farblos	Regulär	Nein	Nein	1×1000/Beutel	14 75 30825
58,8	B, BT, E, F, G	350	Farblos	Regulär	Nein	Nein	10×96/Rack	14 75 30826
58,8	B, BT, E, F, G	300	Farblos	Regulär	Ja	Ja	10×96/Rack	10 75 80827
58,8	B, BT, E, F, G	300	Farblos	Regulär	Ja	Nein	1×1000/Beutel	10 75 80828

Qualitips® 1000 µl

Größe mm	Kompatibilität	Kap. µl	Farbe	Stil	Filter	Steril	VE	Best.-Nr.
79	B, BT, E, F, G	1000	Farblos	Graduiert	Nein	Nein	4×250/Beutel	14 75 30723
79	B, BT, E, F, G	1000	Farblos	Graduiert	Nein	Nein	10×60/Rack ¹⁾	14 75 30724
72	B, BT, E, F, G	1000	Farblos	Regulär	Nein	Nein	4×250/Beutel	14 75 30922
72	B, BT, E, F, G	1000	Farblos	Regulär	Nein	Nein	8×60/Rack	14 75 30923
72	B, BT, E, F, G	1000	Blau	Regulär	Nein	Nein	4×250/Beutel	14 75 31910
72	B, BT, E, F, G	1000	Blau	Regulär	Nein	Nein	8×60/Rack	14 75 31911
69,5	B, BT, E, F, G	1000	Blau	Regulär	Nein	Nein	4×250/Beutel	14 75 31810
69,5	B, BT, E, F, G	1000	Blau	Regulär	Nein	Nein	8×60/Rack	14 75 31811
88,6	B, BT, E, F	1000	Farblos	Regulär	Ja	Ja	10×100/Rack	14 75 30925
88,6	B, BT, E, F, G	1000	Farblos	Regulär	Ja	Nein	1×1000/Beutel	14 75 30926

¹⁾ Scharnierdeckel

Qualitips® 2, 5, 10 ml

Größe mm	Kompatibilität	Kap. ml	Farbe	Stil	Filter	Steril	VE	Best.-Nr.
115,5	E	2	Farblos	Regulär	Nein	Nein	2×250/Beutel	14 75 31202
123,2	G	5	Farblos	Graduiert	Nein	Nein	2×250/Beutel	14 75 31251
123,2	G	5	Farblos	Graduiert	Nein	Nein	2×50/Rack	14 75 31252
150	F	10	Farblos	Regulär	Nein	Nein	3×100/Beutel	14 75 31210

Kompatibilität: B=Brand®, BT=Biohit®, E=Eppendorf®, F=Finnpipette®, G=Gilson®.
Markennamen gehören den jeweiligen Inhabern.

