

SOCOREX Dosys™ Labor-Selbstfüllerspritzen, Rometsch GmbH SOCOREX Dosys™ Laboratory self-refilling syringes

Vom Basis- bis hin zum Sondermodell aus korrosionsbeständigen Materialien bietet die für den Laborbereich bestimmte Spritzenlinie verlässliche Instrumente für ein sicheres und präzises Flüssigkeitsdosieren. Ein Jahr Garantie.

Dosys™ Spritzen:

- Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort
- Schnelle und verlässliche Volumenwahl
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Kolbendichte ohne O-Ring
- Hohe chemische Resistenz
- Voll montiert bei 121°C autoklavierbar

Dosys™ premium Spritzen 174

Automatische Selbstfüllerspritzen mit abnehmbarem Ventilsystem und Luer Lock Ansatz. Erhöhter Resistenz gegen Korrosion.

Verpackung beinhaltet: Spritze, ein Meter Silikonschlauch, Saugfuss, PVC-Schutzhülse, Ansaug-, Lüftungs- und Dosierkanülen, Ventil-Ersatzteilset und Bedienungsanweisung.

Typ	Volumen ml	Unpräzision (CV%) Min./Max. Vol.	Best.-Nr.
174	0,1 – 1	< 0,7/< 0,4	10 75 81741
174	0,3 – 2	< 0,6/< 0,4	10 75 81742
174	0,5 – 5	< 0,5/< 0,2	10 75 81743
174	1 – 10	< 0,5/< 0,2	10 75 81744

Leistungsdaten wurden mit destilliertem Wasser mit Gebrauch einer rostfreien Kanüle (1,2 × 50 mm) unter konstanter Arbeitsgeschwindigkeit erreicht.

