

Temperaturfühler, MOHR & CO Temperature Sensors

Artikel	Best.-Nr.
Temperaturfühler HM-TC-PT Pt-100 Mantelelement V2A bis 250°C; 4 × 50 mm, 2,0 m Anschlussleitung	10 54 66210
Temperaturfühler HM-TP2 Pt-100 Mantelelement V2A bis 500°C; 4 × 50 mm, 2-Leiter, 2,0 m Anschlussleitung	10 54 66212
Temperaturfühler HM-TP4 Pt-100 Mantelelement V2A bis 500°C; 4 × 50 mm, 4-Leiter, 2,0 m Anschlussleitung	10 54 66214
Temperaturfühler HM-TPG Pt-100 im Glasrohr V2A bis 250°C; 6 × 400 mm, 1,5 m Anschlussleitung	10 54 66215
Temperaturfühler HM-TNS NiCr-Ni Stabfühler Inconell bis 1200°C; Ø 1,5 × 300 mm, 2,0 m Anschlussleitung	10 54 66220
Temperaturfühler HM-TNF NiCr-Ni Flachfühler bis 400°C; 15 × 400 mm, 1,5 m Anschlussleitung	10 54 66225

