

## Magnetrührer, IDL Magnetic Stirrer

### Magnetrührer MS-12B ohne Heizung

Incl. Adapter, 2× Antirutsch-Aufsatz (1× weiß, 1× schwarz) und einem Magnetrührstäbchen.

- Maße B × H × T: 130 × 130 × 65 mm
- Durchmesser: 120 mm
- stufenlos regelbar
- 150 bis 2.500 Umdrehungen  $\text{min}^{-1}$  / 5 Watt
- für Rührvolumen bis 1 Liter
- für Magnetrührstäbchen bis max. 30 × 8 mm
- max. Belastung 15 kg
- Gewicht 0,6 kg

Artikel	Best.-Nr.
Magnetrührer MS-12B ohne Heizung	10 00 33115

