

Reaktionsgefäße, braun, ungraduiert, neoLab® Microtubes, Brown

Reaktionsgefäße mit Gewinde, ungraduiert, aus dunkelbraunem PP.

Ideal für lichtempfindliche Proben.

Maße: 44 mm hoch, 11 mm Ø, temperaturbeständig von -196°C bis +121°C, autoklavierbar. Max RZB: 17.000 g

Passende Kappen dazu: Best.-Nr. 29 01 74530 ff oder 29 01 74540 ff, siehe unten

Farbe	Volumen ml	Form	Best.-Nr.	VE St./Pack
braun	0,5	selbststehend	29 01 74590	1000
braun	1,5	selbststehend	29 01 74591	1000
braun	1,5	Boden konisch	29 01 74592	1000
braun	2,0	selbststehend	29 01 74593	1000
braun	2,0	Boden konisch	29 01 74594	1000

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

