

Laborwaagen Serie 165 BJ, Precisa Laboratory Balances 165 BJ Series

Die BJ165 ist eine vielseitige Waage welche exakte und zuverlässige Messwerte im gewählten Format liefert. Einsetzbar im Labor wie auch unterwegs. Die 2-jährige Garantie und das ausgezeichnete PreisLeistungsverhältnis stehen für ein qualitativ hochstehendes Produkt.

- Bedienerfreundlichkeit durch Fünf-Tasten-Steuerung aller Funktionen
- Klar strukturierte Menüführung

Typ	Teilung	Wägebereich g	Wägeplatte mm	Best.-Nr.
① BJ 100M	1 mg	102	Ø 100	10 22 09327
BJ 410C	0,01 g	410	135×135	10 22 09422
② BJ 610C	0,01 g	610	135×135	10 22 09423
BJ 1000C	0,01 g	1020	135×135	10 22 09425
BJ 1200C	0,01 g	1200	135×135	10 22 09436
BJ 2200C	0,01 g	2200	135×135	10 22 09451
BJ 2100D	0,1 g	2100	170×140	10 22 09513
BJ 4100D	0,1 g	4100	170×140	10 22 09514
③ BJ 6100D	0,1 g	6100	170×140	10 22 09515
BJ 8100D	0,1 g	8100	170×140	10 22 09518
BJ 6100G	1 g	6100	170×140	10 22 09603
BJ 12100G	1 g	12100	170×140	10 22 09604



①



②



③