

Taschenthermometer, quecksilberfrei, Ludwig Schneider Pocket Thermometers, mercury-free

Taschenthermometer „Made in Germany“

- Stabform
- Kapillare weiß belegt, prismatisch
- Komplett mit vernickelter Messinghülse mit Bajonettverschluss und Clip

Messbereich °C	Skala °C	Füllung	Gesamtlänge mm	Eintauchtiefe mm	Best.-Nr.
-38 – +50	1	blau	140	total	10 16 51411
-10 – +50	1	blau	140	total	10 16 51421
-10 – +100	1	blau	140	total	10 16 51441
0 – +60	1	blau	140	total	10 16 51431



LUDWIG
SCHNEIDER



WWZT7

