

Infrarot-Thermometer „blitz-temp“, Amarell

Infrared Thermometer „blitz-temp“

Handliches Infrarot-Thermometer zur blitzschnellen Bestimmung von Oberflächentemperaturen.

Funktionen:

- Hold-Funktion
- Max/Min-Speicher
- °C/°F -umschaltbar
- Lockfunktion ermöglicht Dauerbetrieb

Technische Daten:

Messbereich: -22 bis +110°C / -7,6°F bis +230°F
Auflösung: 0,1°C von -10 bis +110°C
Genauigkeit: ±1°C
Ansprechzeit: 0,5 Sek.
Betriebstemperatur: 0 bis +50°C
Stromversorgung: 1 Knopfzelle CR 20032 3 V
Gehäuse: 69 x 44 x 17 mm

Artikel	Best.-Nr.
Infrarot-Thermometer „blitz-temp“	10 10 19101

