

Objektträger, Menzel Microscope Slides

Extra-weißes Glas, ca. 26 × 76 × 1,0 mm, gem. ISO 8037/I, Kanten geschnitten oder geschliffen 45° bzw. 90°.
Optional mit 20 mm breitem Mattrand erhältlich. Geputzt, gebrauchsfertig.

Ausführung	VE Stück/ Pack	Best.-Nr.	Pack	VE Pack/ Karton
Kanten geschnitten, ohne Mattrand	50	10 35 10001	1-99	100
Kanten geschnitten, mit Mattrand	50	10 35 10004	1-99	100
Kanten geschliffen 45°, ohne Mattrand	50	10 35 10007	1-99	100
Kanten geschliffen 45°, mit Mattrand	50	10 35 10010	1-99	100
Kanten geschliffen 90°, ohne Mattrand	50	10 35 10013	1-99	100
Kanten geschliffen 90°, mit Mattrand	50	10 35 10016	1-99	100

❗ Preis pro Pack bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

