

Premiumflaschen, DURAN®, DURAN Group / IDL Premium Bottles, DURAN®

Premiumflasche komplettiert mit Premiumverschluss (TpCh260), Flasche und Verschluss erfüllen höchste Ansprüche für Lagerung und Verpackung von Produkten aus Pharma, Chemie und Lebensmittelindustrie. Der Verschluss besteht aus chemisch höchst resistentem Material und enthält keine Farbpigmente oder Farbzusätze. Mit PTFE beschichteter Silikondichtung. Flasche und Verschluss USP / EP konform (Glasart 1 / Neutralglas, Verschluss USP Class VI, Dichtung FDA konform). Flasche hat eine Temperaturwechselbeständigkeit von 160K (TÜV geprüft mit GS Zeichen), gegenläufige Skalierung. Drug Master File (DMF Typ III, 19757) bei der FDA registriert. Mit Chargenzertifikat via Internet für Flasche und Verschluss.

Vol. ml	Gewinde GL	A.-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
100	45	56	100	10 21 17075	1-9	10
250	45	70	138	10 21 17076	1-9	10
500	45	86	176	10 21 17077	1-9	10
1000	45	101	225	10 21 17078	1-9	10

❶ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).



WWEQ2191

