

HPLC Flaschen GL 45, DURAN®, DURAN Group / IDL HPLC Bottles GL 45, DURAN®

Komfortables Komplettsystem für den Transfer flüssiger Medien. Bestehend aus 4 Port Schraubverschluss (PP), vier Schraubverschlüssen (schwarz, Gewinde M8) und Silikondichtungen und DURAN® Pressure Plus Flasche. Die Flasche ist im Bereich von -1 bis +1,5 bar druckfest (TÜV geprüft mit GS Zeichen). Der Verschluss hat 4 Anschlüsse sog. Ports. Es können Schlauchaußendurchmesser von 1,6, 3,0 und 3,2 mm verwendet werden. Nicht verwendete Ports sind mit Silikondichtungen verschließbar. Ein optionaler Druckausgleich über einen sterilen Membranfilter (0,2 µm) ist möglich. Der Verschluss ist komplett autoklavierbar. $T_{\max} = 140^{\circ}\text{C}$. Das System eignet sich auch für Anwendungen im Bereich HPLC oder Biotechnologie und jeden Prozess wo ein Medientransfer erforderlich ist.

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
HPLC Flasche, GL 45, 500 ml	10 21 19821	2
HPLC Flasche, GL 45, 1000 ml	10 21 19820	2
Schraubverschluss, GL 45, 4 Port komplett	10 21 19812	2
GL45 Schraubverschluss, 4 x M8 Schraubverschluss, 12 x Silikondichtung		
Ersatzset für HPLC Schraubverschluss	10 21 19813	1
Inklusive Silikondichtungen		
Druckausgleichset (0,2 µm)	10 21 17801	1
Ersatz Membranfilter	10 21 19819	2

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

