

## Weithalsverpackungsflaschen, IDL Wide Neck Bottles

**Weithalsgläser** mit Rundgewinde nach DIN, **ohne Schraubgewindeverschluss**.  
Passende Verschlüsse nachfolgend.



### ① Weithalsgläser aus Klarglas

| Vol.<br>ml | Gewinde DIN | Hals l.-Ø<br>mm | Best.-Nr.          | St.   | VE<br>St./Pack |
|------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|----------------|
| 30         | 32          | 21,3            | <b>12 00 05016</b> | 1-125 | 126            |
| 250        | 55          | 40              | <b>12 00 05036</b> | 1-47  | 48             |
| 500        | 55          | 40              | <b>12 00 05044</b> | 1-19  | 20             |
| 1000       | 68          | 56,0            | <b>12 00 05054</b> | 1-17  | 18             |

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

### Zylindergläser aus Klarglas

| Vol.<br>ml | Gewinde DIN | Hals l.-Ø<br>mm | Best.-Nr.          | St.   | VE<br>St./Pack |
|------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|----------------|
| 50         | 40          | 28,3            | <b>12 00 05018</b> | 1-124 | 125            |
| 100        | 45          | 36,5            | <b>12 00 05024</b> | 1-71  | 72             |

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

### ② Weithalsgläser aus Braunglas

| Vol.<br>ml | Gewinde DIN | Hals l.-Ø<br>mm | Best.-Nr.          | St.   | VE<br>St./Pack |
|------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|----------------|
| 30         | 32          | 21,3            | <b>12 00 06016</b> | 1-125 | 126            |
| 250        | 55          | 40              | <b>12 00 06036</b> | 1-29  | 30             |
| 500        | 55          | 40              | <b>12 00 06044</b> | 1-19  | 20             |
| 1000       | 68          | 56,0            | <b>12 00 06054</b> | 1-11  | 12             |

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

### Zylindergläser aus Braunglas

| Vol.<br>ml | Gewinde DIN | Hals l.-Ø<br>mm | Best.-Nr.          | St.   | VE<br>St./Pack |
|------------|-------------|-----------------|--------------------|-------|----------------|
| 50         | 40          | 28,3            | <b>12 00 06018</b> | 1-104 | 105            |
| 100        | 45          | 33,3            | <b>12 00 06024</b> | 1-62  | 63             |

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

**Änderung der Verpackungseinheiten vorbehalten.**

