

**Enghals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas,
DURAN Group / IDL
Reagent Bottles, Narrow Neck, made of Soda-Lime Glass**



Steilbrustflaschen mit Normschliff und Glas-Deckelstopfen nach ISO 4796-2.

Klarglas

Vol.	gr. A.-Ø	Höhe o. Stopfen	Hals NS	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
ml	mm	mm				
100	52	96	14/15	12 23 16524	1-9	10
250	72	130	19/26	12 23 16536	1-9	10
500	89	165	24/29	12 23 16544	1-9	10
1000	110	200	29/32	12 23 16554	1-9	10

❶ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Braunglas

Vol.	gr. A.-Ø	Höhe o. Stopfen	Hals NS	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
ml	mm	mm				
50	42	80	14/15	12 23 16817	1-9	10
100	52	96	14/15	12 23 16824	1-9	10
250	72	130	19/26	10 21 16836	1-9	10
500	89	165	24/29	12 23 16844	1-9	10
1000	110	200	29/32	12 23 16854	1-9	10

❶ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

