

Enghalsflaschen, Thermo Scientific Nalgene, IDL Narrow-Mouth Bottles

Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylen-Schraubverschluss

Runde Allzweckflaschen, formbeständig, durchscheinend, mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit. Auslaufsicher.

Hinweis: Die 500-ml-Größe ist auch mit verlängertem Hals und erweiterter Öffnung lieferbar (Best.-Nr. 22 87 20030). Best.-Nr. 22 87 20030 und 22 87 20031 mit Schraubverschlussgröße 38 mm passend für Eppendorf- und Oxford-Reagenziendispenser.

Volumen ml	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
4	13	22 87 20021	12
8	20	22 87 20022	12
15	20	22 87 20023	12
30	20	22 87 20024	12
60	20	22 87 20025	12
125	24	22 87 20026	12
175	24	22 87 20027	12
250	24	22 87 20028	12
500	28	22 87 20029	12
500	38	22 87 20030	12
1000	38	22 87 20031	6

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Braune Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylen-Schraubverschluss

Schutz für lichtempfindliche Flüssigkeiten vor UV-Strahlen. Braune NALGENE-Flaschen erfüllen die Anforderungen der U.S. Pharmacopoeia 23,661 für maximale Lichtdurchlässigkeit. Ideal für Aufbewahrung, Versand und Verpackung. Auslaufsicher.

Volumen ml	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
4	13	10 87 20041	12
8	20	10 87 20042	12
15	20	10 87 20043	12
30	20	10 87 20044	12
60	20	10 87 20045	12
125	24	10 87 20046	12
250	24	10 87 20047	12
500	28	10 87 20048	12
1000	38 – 430	10 87 20049	6

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

