

Enghalsflaschen, Thermo Scientific Nalgene, IDL Narrow-Mouth Bottles



WWRJN324

thermo scientific

Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte mit Polypropylen-Schraubverschluss. Diese durchscheinenden Flaschen haben größere Flexibilität und Stoßfestigkeit als HDPE-Flaschen. Außerdem ist bei diesen Flaschen der Inhalt besser sichtbar. LDPE weist einen sehr niedrigen Gehalt an Spurenelementen auf und ist daher zur Spurenanalytik besonders gut geeignet. Auslaufsicher.

Hinweis: Die 500-ml-Größe ist auch mit verlängertem Hals und erweiterter Öffnung lieferbar (Best.-Nr. 22 87 30036).

Volumen ml	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
8	20	10 87 20038	12
15	20	10 87 20039	12
30	20	10 87 30001	12
60	20	10 87 30032	12
125	24	10 87 30033	12
250	24	10 87 30034	12
500	28	10 87 30035	12
500	38 – 430	10 87 30036	12
1000	38 – 430	10 87 30037	6

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

