

Dickwandige Flasche, Thermo Scientific Nalgene, IDL Heavy-Duty Bottle

Dickwandige Flasche aus Polypropylen mit TPE-Dichtung für höchste Beanspruchung. Bei Raumtemperatur z.B. geeignet für Belastung durch Vakuum. Auslaufsicher, autoklavierbar und chemikalienbeständig. Besonders geeignet als Vorratsflasche für Analysenautomaten und Dosiereinrichtungen.

Volumen l	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
0,25	53	22 87 21265	6
1	53	22 87 21261	6
2	53	22 87 21262	2
4	83	22 87 21260	1
5	83	22 87 21263	1

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

thermo scientific

webcode  WWRJN046

