

PTFE-Flaschen, Thermo Scientific Nalgene, IDL PTFE Bottles



WWRJN075

thermo scientific

Enghalsflaschen aus PTFE PFA mit PFA-Schraubverschluss. PTFE PFA ist das Fluoropolymer mit der höchsten chemischen Beständigkeit gegen Chemikalien. Es wird nur von geschmolzenen Alkalimetallen und Halogenen bei höherer Temperatur angegriffen. Bestens geeignet für Spurenanalytik und Chip-Produktion. Auslaufsicher, kontaktklar, autoklavierbar, temperaturbeständig von -270 bis +250°C.

Volumen ml	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.
30	20	22 87 16301
60	20	22 87 16302
125	38 – 430	22 87 16303
250	38 – 430	22 87 16304
500	38 – 430	22 87 16305
1000	38 – 430	22 87 16306

