

Weithalsflaschen aus PFA, VITLAB Wide-Mouth Bottles made of PFA

Transparent. Mit Schraubkappe aus PFA mit Sägezahngevinde. Ideal für die Langzeitlagerung von hochreinen Oxidationsmitteln, Säuren und Laugen sowie Kohlenwasserstoffen, spurenanalytischen Lösungsmitteln und Standards.
Autoklavierbar bei 121°C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.

Volumen ml	Gewinde	Höhe mm	Ø mm	VE	Best.-Nr.
250	S 40	150	61	1 St.	22 85 32784
500	S 40	179	76	1 St.	22 85 32788
1000	S 40	217	96	1 St.	22 85 32792
2000	S 40	245	130	1 St.	22 85 32796

