

UN-Chemikalien-Enghalsflaschen, KAUTEX Narrow Neck Bottles

Chemikalienflaschen HDPE mit UN-Zulassung, vierkantig, naturfarben oder schwarz, ohne Verschluss.

Zum Transport gefährlicher Flüssigkeiten geeignet.

Hinweis: Bitte fordern sie die Zulassungsscheine an.

Anwendungsbereiche:

- Verpacken
- Bemustern
- Lagern
- Versenden

UN-Enghalsflaschen, naturfarben

Vol.	Hals I.-Ø	Gewinde	Höhe o.	Gewicht	Best.-Nr.	VE
ml	mm	A.-Ø mm	Verschluss mm	g		St./ Karton
500	28,7	45	176,5	50	22 52 84464	120
1000	28,7	45	211,8	88	22 52 84152	64
2500	28,7	45	282,0	163	22 52 84153	26

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

UN-Enghalsflaschen, schwarz

Vol.	Hals I.-Ø	Gewinde	Höhe o.	Gewicht	Best.-Nr.	VE
ml	mm	A.-Ø mm	Verschluss mm	g		St./ Karton
500	28,7	45	176,5	50	22 52 70096	120
1000	28,7	45	211,8	88	22 52 70097	64
2500	28,7	45	282,0	163	22 52 84486	26

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Verschlüsse mit UN-Zulassung

Artikel	Best.-Nr.	VE
		St./Pack
Leichtverschluss, HDPE, schwarz	10 52 74183	100
Originalitätsring, PTFE-Einlage		
Glockenverschluss, PP, schwarz	22 52 84162	100
Originalitätsring, PP, rot; Napfdichtung, Tefloneinlage		
Glockenverschluss, PP, rot, mit Entgasung	22 52 84182	100
Originalitätsring, PP, rot; Napfdichtung, gelochte Tefloneinlage		

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

