

Chemikalien-Weithalsflaschen, KAUTEX Reagent Bottles, Wide Neck

Die Chemikalien-Weithalsflaschen aus PE-HD (hart) sind in naturfarben und weiß mit verschiedenen Verschlussvarianten erhältlich. (Verschlüsse müssen separat bestellt werden.)

Alle Größen, außer 50 ml und 350 ml, haben eine Gefahrgutzulassung für Feststoffe, gültig mit den hier angebotenen Verschlüssen.

Weithalsflaschen, naturfarben

Vol. ml	Behälter- querschnitt mm	Höhe o. Verschluss mm	Gewinde A.-Ø mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
50	36× 36	88,5	28	22 52 76398	1-699	700
100	45× 45	101	32	22 52 73094	1-611	612
250	59× 59	128	45	22 52 73095	1-272	273
350	60× 60	164	45	22 52 71138	1-189	190
500	75× 75	161	54	22 52 73096	1-123	124
750	85× 85	185	54	22 52 71140	1-89	90
1000	85× 85	212	54	22 52 73097	1-80	81
1500	111×111	209	80	22 52 73624	1-41	42
2500	122×122	258	80	22 52 71143	1-26	27
4000	142×142	294	80	22 52 71144	1-14	15

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Weithalsflaschen, weiß

Vol. ml	Behälter- querschnitt mm	Höhe o. Verschluss mm	Gewinde A.-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
50	36× 36	88,5	28	22 52 84193	700
100	45× 45	101	32	22 52 79206	612
250	59× 59	128	45	22 52 79207	273
500	75× 75	161	54	22 52 79209	124
750	85× 85	185	54	22 52 79210	90
1000	85× 85	212	54	22 52 79211	81
1500	111×111	209	80	22 52 79212	42
2500	122×122	258	80	22 52 79213	27
4000	142×142	294	80	22 52 79214	15

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Schraubverschlüsse aus Polypropylen, schwarz, mit PE-Schaumeinlage

für Flaschen-Volumen ml	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
50	22 52 71150	1-99	100
100	22 52 71152	1-99	100
250 – 350	22 52 71153	1-99	100
500 – 1000	22 52 71898	1-99	100
1500 – 4000	22 52 71155	1-99	100

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Originalitätsverschlüsse aus Polypropylen, blau

für Flaschen-Volumen ml	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
50	22 52 76304	1-99	100
100	22 52 73826	1-99	100
250 – 350	22 52 76306	1-99	100
500 – 1000	22 52 73199	1-99	100
1500 – 4000	22 52 73775	1-99	100

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Originalitätsverschlüsse aus Polypropylen, rot, mit PE-Schaumeinlage

für Flaschen-Volumen ml	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
50	22 52 84198	1-99	100
100	22 52 83761	1-99	100
250 – 350	22 52 83783	1-99	100
500 – 1000	22 52 83691	1-99	100
1500 – 4000	22 52 83762	1-99	100

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Schraubhilfe/Schlüssel für die Verschlussgrößen 100 bis 4000 ml

Artikel	Best.-Nr.
Schraubhilfe	22 52 85102

