

behroplast®-Flaschen, Behr behroplast® Bottles

behroplast®-Flaschen aus thermoplastischem Polyester (PET), lebensmittelecht, leicht, hohe Chemikalienbeständigkeit, weitgehend diffusionsfest, temperaturbeständig von -40 bis +60°C.



① PET-Enghalsflaschen, glasklar

Mit blauem Originalitätsverschluss aus Polypropylen

Volumen ml	Außen-Ø mm	Außen-Höhe mm	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
100	48	94	28	22 48 17001	10
200	55	125	28	22 48 17002	10
250	63	131	28	22 48 17003	10
500	80	180	28	22 48 17005	10
1000	90	250	28	22 48 17010	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

② Weithalsflaschen, glasklar

Mit weißem Polypropylenverschluss

Volumen ml	Außen-Ø mm	Außen-Höhe mm	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
100	74	37	65	22 48 18001	10
250	85	75	65	22 48 18002	10
500	88	107	74	22 48 18005	10
1000 ¹⁾	85	175	78	10 48 18011	10
2000	133	180	95	22 48 18020	10
2500	135	210	95	22 48 18025	10
3000	145	210	95	22 48 18030	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

¹⁾ achteckig

③ PET-Enghalsflaschen, braun

Durchsichtig, mit schwarzem Verschluss

Volumen ml	Außen-Ø mm	Außen-Höhe mm	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
100	45	110	22	22 48 19001	10
250	67	135	22	22 48 19002	10
500	82	146	28	22 48 19005	10
1000	88	222	28	22 48 19010	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

