

Spritzflaschen, VITLAB Washing Bottles

① Spritzflaschen, PE-LD/PP

Eng- und Weithalsflaschen aus PE-LD oder PP, transparent. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.

Volumen ml	Material	Ausführung	Gewinde GL	Best.-Nr.	VE St./Pack
50	PE-LD	Enghals	18	10 85 31945	24
100	PE-LD	Enghals	18	10 85 31946	24
250	PE-LD	Enghals	25	10 85 31949	12
500	PE-LD	Enghals	25	10 85 31950	12
1000	PE-LD	Enghals	32	10 85 31951	12
250	PE-LD	Weithals	45	10 85 31937	12
500	PE-LD	Weithals	45	10 85 31939	12
1000	PE-LD	Weithals	63	10 85 31941	12
250	PP	Enghals	25	10 85 30949	12
500	PP	Enghals	25	10 85 30950	12
1000	PP	Enghals	32	10 85 30951	12
250	PP	Weithals	45	10 85 30937	12
500	PP	Weithals	45	10 85 30939	12
1000	PP	Weithals	63	10 85 30941	12

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

② Spritzflaschen mit Aufdruck, PE-LD/PP

Eng- und Weithalsflaschen aus PE-LD, transparent. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP. Mit Aufdruck „Destilliertes Wasser“ in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.

Auf Anfrage auch mit anderem Aufdruck für unkritische Medien entsprechend REACH-Verordnung.

Volumen ml	Material	Ausführung	Gewinde GL	Best.-Nr.	VE St./Pack
250	PE-LD	Enghals	25	10 85 31331	12
500	PE-LD	Enghals	25	10 85 31332	12
1000	PE-LD	Enghals	32	10 85 31333	12
250	PE-LD	Weithals	45	10 85 31351	12
500	PE-LD	Weithals	45	10 85 31352	12
1000	PE-LD	Weithals	63	10 85 31353	12

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Zubehör

Schraubverschluss und Spritzrohr mit gezogener Spitze aus PP. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 18	10 85 33300	24
Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 25	10 85 33301	12
Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 32	10 85 33302	12
Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 45	10 85 33303	12
Verschluss mit Spritzrohr, PP, GL 63	10 85 33304	12

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

