

Sprühflaschen/Drucksprüher, BÜRKLE-LaboPlast® Spray Bottles

webcode  WWR4Q009



① Sprühflaschen

Drucklose Sprühflasche aus LDPE mit langlebiger Handpumpe. Anwendungsbereiche: Industrie, Labor, Produktion, Freizeit, Haushalt. Geeignet für Pflanzenschutzmittel und Reiniger.

- Medienberührte Teile PP, PE und Edelstahl
- Düsendurchmesser 0,6 mm, Düse stufenlos verstellbar
- Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml ± 0,1

Artikel	Best.-Nr.
Sprühflasche, 250 ml	27 05 50250
Sprühflasche, 500 ml	27 05 50500
Sprühflasche, 1000 ml	27 05 51000

② Drucksprüher und Zubehör

Beim Drucksprüher wird vor dem Sprühen mit der Kolbenpumpe ein Betriebsdruck von ca. 4 bar erzeugt, anschließend kann, ohne zu pumpen, per Knopfdruck gesprüht werden. Der Standard-Drucksprüher mit kurzer Sprühdüse kann mit der 30 cm langen Sprühlanze ergänzt werden. Mediumsberührte Teile PE/PP und FKM, PA glasfaserverstärkt, V2A, HDPE.

Artikel	Best.-Nr.
Drucksprüher, 1500 ml	27 05 52000
Sprühlanze, 30 cm lang	27 05 52010

③ Sprühflasche Turn'n'Spray mit Überkopfventil

Die spezielle Technik der Überkopf-Sprühflasche Turn'n'Spray ermöglicht das Sprühen aus jeder Position. So sprühen Sie praktisch und bequem aus allen Richtungen.

Hochwertige, wiederbefüllbare Qualitäts-Sprühflasche für vielfachen Gebrauch.

- Ununterbrochenes Sprühen, auch über Kopf
- Medienberührte Teile PP, PE, Silikon und Edelstahl
- Düsendurchmesser 0,6 mm, Düse stufenlos verstellbar
- Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml ± 0,1

Inhalt ml	Gesamthöhe mm	Hals Innen-Ø mm	Best.-Nr.
250	220	18	10 04 50251
500	240	18	10 04 50501
1000	295	17,5	10 04 51001

④ Drucksprüher Turn'n'Spray

Die praktische 360°-Sprühfunktion erlaubt es mit dem Drucksprüher Turn'n'Spray auch über Kopf zu sprühen. Damit können selbst schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden. Der Sprüher ist vielfältig einsetzbar, z.B. zum Desinfizieren und Reinigen oder auch zum Versprühen von Pflanzenschutzmitteln.

- Medienberührte Teile HDPE, PP, FKM, V4A
- Überkopf-Sprühfunktion
- Sicherheitsventil zum Ausgleichen von Überdruck, max. 4 bar
- Regulierbarer Sprühstrahl, Düsendurchmesser 0,8 mm
- Fassungsvermögen von 1,5 Liter
- Temperatur der Flüssigkeit: 0 – 30°C
- Verlängerung für Sprühlanze 30 cm als Zubehör erhältlich

Artikel	Best.-Nr.
Drucksprüher Turn'n'Spray, 1500 ml	10 04 59012

⑤ Drucksprüher Food

Der Drucksprüher Food hat ein transparentes Sichtfenster zum einfachen Ablesen des Füllstandes. Ein gummierter Standring gewährt ein sicheres Abstellen des Sprüher. Die lebensmittelechte Sprühflasche ist speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich und eignet sich zum Versprühen verschiedenster Medien, wie Öle, Fette oder Aromastoffe. Auch das Zerstäuben von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln ist problemlos möglich.

- Medienberührte Teile HDPE, PP, VMQ, V2A
- Sicherheitsventil zum Ausgleichen von Überdruck, max. 3 bar
- Regulierbarer Sprühstrahl, Düsendurchmesser 0,8 mm
- Fassungsvermögen von 1,2 Liter
- Temperatur der Flüssigkeit: 0 – 30°C

Artikel	Best.-Nr.
Drucksprüher Food, 1200 ml	10 04 59013



①



②



③



④



⑤

