

Tropfflaschen, Thermo Scientific Nalgene, IDL Dispensing Bottles

- ① **Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte mit Tropfverschluss und Kappe aus Polypropylen.** Auslaufsicher.

Volumen ml	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
15	20	22 87 24111	12
30	20	22 87 24112	12
60	20	22 87 24113	12
125	24	22 87 24114	12
250	24	22 87 24115	6

❶ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

- ② **Flaschen aus Polypropylen-Copolymer mit Tropfverschluss und Kappe aus blauem Polypropylen.** Bei offener Spitze auch gefüllt autoklavierbar. Auslaufsicher.

Volumen ml	Verschluss-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
125	24	22 87 24201	6
250	24	22 87 24202	6

❶ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

- ③ **Tropfflasche aus PTFE FEP mit Tropfverschluss und Kappe aus Tefzel ETFE.** Zum Tropfen nahezu aller Chemikalien geeignet. Anhängende Verschlusskappe. Autoklavierbar / PTFE FEP.

Volumen ml	Best.-Nr.
30	10 87 24301



thermo scientific
webcode  WWRJN034

