

Tropfflaschen, Thermo Scientific Nalgene, IDL Dispensing Bottles



WWRJN252

thermo scientific

Flaschen aus LDPE mit Kappe. Auslaufsicher.

NALGENE Tropfflaschen bieten genaues und verlässliches, wiederholbares Dispensieren biologischer Reagenzien. Sie sind eine hervorragende Alternative zu Pipetten und anderen Dispensiergeräten.

Vol. ml	Ø mm	Höhe mm	Farbe	Kappe	Best.-Nr.
4	19,7	41,3	natur	weiß	22 87 09125
8	19,7	52,1	natur	weiß	22 87 09025
15	24,5	62,1	natur	weiß	22 87 09050
4	19,7	41,3	weiß	weiß	22 87 19125
8	19,7	52,1	weiß	weiß	22 87 19025
15	24,5	62,1	weiß	weiß	22 87 19050
4	19,7	41,3	natur	farbig	22 87 29125
8	19,7	52,1	natur	farbig	22 87 29025
15	24,5	62,1	natur	farbig	22 87 29050
15	24,5	62,1	weiß	farbig	22 87 39050

