

Ballonflaschen PP, Thermo Scientific Nalgene, IDL Carboys

Ballonflasche für Vakuum-Anwendungen. Ideal für große Abfallaufbewahrungsanlagen und automatische Unterdruck-Auffangsysteme. Wirtschaftliche Alternative zu Edelstahl und glasfaserverstärkten Behältern.

Der Kunststoff ist geeignet zur Verwendung mit Lebensmitteln, biologisch getestet auf Einhaltung der Vorschriften USP Klasse VI und nicht cytotoxisch. Nicht geeignet zur Verwendung mit Überdruck.

Autoklavierbar und auslaufsicher.

Artikel	Best.-Nr.
Ballonflasche PP 20 Liter	22 87 22260
Ballonflasche PP 10 Liter	22 87 22261



thermo scientific

