

Kanister, BÜRKLE Canisters



WWR4Q001



① Weithalskanister aus HDPE, transparent

Mit weiter Einfüllöffnung (88 mm Ø) und fest geformtem Tragebügel. Die 5 l und 10 l-Größen haben eine zusätzliche Entlüftungsöffnung (18 mm Ø) mit kleiner Ausgusstülle.

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Tragegriffe	Ausführung mit Gewindeanschluss	ohne Gewindeanschluss
			Best.-Nr.	Best.-Nr.
5	130×290×280	1	22 05 31101	22 05 31201
10	137×310×400	1	22 05 31102	22 05 31202
20	165×365×485	1	22 05 31103	22 05 31203
30	240×365×485	1	22 05 31104	22 05 31204

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Ablasshahn StopCock	22 05 30000
Ablasshahn Compact	10 04 55301
Literskala für 5 l-Kanister, kleinste Teilung 250 ml	22 05 31301
Literskala für 10 l-Kanister, kleinste Teilung 250 ml	22 05 31302
Literskala für 20 l-Kanister, kleinste Teilung 250 ml	22 05 31303
Literskala für 30 l-Kanister, kleinste Teilung 250 ml	22 05 31304

