

Entsorgungskannen/Sicherheitsbehälter, KGW-Isotherm Waste Disposal/Safety Cans

Entsorgungskannen speziell für den Transport und die Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten. Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten zusätzlich lieferbar "Erdungsset". Der eigentliche Lagerraum besteht aus einer Glaskugel aus Borosilicatglas 3.3, die durch einen Schraubdeckel mit PTFE-beschichteter Silikondichtung abschließt. Diese Glaskugel ist durch eine Metallumhüllung geschützt. Der große Halsdurchmesser 90 mm erleichtert das Befüllen und Entleeren des Behälters. Die Behälter werden alle mit Überdruckventil geliefert.

Typ	Volumen l	Best.-Nr.
E 0	4	38 50 10004
E 1	8	38 50 10008
E 2	15	38 50 10015

Erdungsset: Preis auf Anfrage.

