

Aluminiumkörbe für Röhrchen und Kleinteile, neoLab® Aluminium Test Tube Baskets

Ideal zum Spülen und zur Lagerung von Reagenzgläsern!

Leichte, aber besonders haltbare Aluminiumkörbe für viele Anwendungszwecke im Labor.

Verwendbar in Spülmaschinen und Autoklaven.

Größe	Länge × Breite × Höhe mm	Best.-Nr.
Klein	152 × 152 × 152	10 01 25090
Mittel	256 × 152 × 152	10 01 25091



WW2NY331

