

Transportwannen und Rastereinsätze für Flaschen, neoLab® Transport Basins



WW2NY321

Transportwannen

Transport- und Lagerbehälter aus grauem ND-Polyethylen, an Boden und Seiten geschlossen; **beliebig stapelbar**. Entsprechen Euronorm-Maßen.

Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.

Passt in die Thermo-Transportbox groß Nr. 290117536.

Artikel	Vol. l	A.-L × B × H mm	I.-L × B × H mm	Best.-Nr.
Transportwanne	20	600 × 400 × 120	565 × 365 × 110	23 01 21144
Transportwanne	40	600 × 400 × 220	565 × 365 × 210	23 01 21145
Transportwanne	60	600 × 400 × 320	565 × 365 × 320	23 01 21146
Transportwanne	80	600 × 400 × 420	565 × 365 × 420	23 01 21147
Deckel		600 × 400		23 01 21349

Rastereinsätze

Ideal für den Transport von Steilbrustflaschen.

Rasterhöhe: 8 cm

Artikel	für Anz. Flaschen	Flaschen-Ø max. mm	Best.-Nr.
Rastereinsatz	54 × 100 ml	55	23 01 17543
Rastereinsatz	28 × 250 ml	75	23 01 17544
Rastereinsatz	15 × 500 ml	90	23 01 17545

