

Becher, BOCHEM Beakers



WWQ7J055

Becher aus 18/10-Stahl, ohne Griff, mit Kontaktboden

Volumen ml	Ø mm	Höhe mm	mit Schüttrand Best.-Nr.	mit Ausguss Best.-Nr.
① 100	50	60	38 05 08500	38 05 08510
250	65	85	38 05 08501	38 05 08511
500	80	110	38 05 08502	38 05 08512
1000	100	130	38 05 08503	38 05 08513
2000	120	180	38 05 08504	38 05 08514
3000	150	180	38 05 08505	38 05 08515
5000	180	210	38 05 08506	38 05 08516

Becher aus 18/10-Stahl, mit Griff, mit Kontaktboden

Volumen ml	Ø mm	Höhe mm	ohne Ausguss Best.-Nr.	mit Ausguss Best.-Nr.
100	50	60	38 05 08520	38 05 08530
250	65	85	38 05 08521	38 05 08531
500	80	110	38 05 08522	38 05 08532
1000	100	130	38 05 08523	38 05 08533
2000	120	180	38 05 08524	38 05 08534
3000	150	180	38 05 08525	38 05 08535
5000	180	210	38 05 08526	38 05 08536

Messbecher aus 18/10-Stahl, graduert, mit Ausguss, Griff

Volumen ml	Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.
③ 1000	100	140	38 05 08640
2000	130	170	38 05 08642

Messbecher aus 18/10-Stahl, graduert, mit Ausguss, Griff, Standfuß

Volumen ml	Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.
② 500	115	115	38 05 08660
1000	140	160	38 05 08661
1500	150	160	38 05 08662
2000	160	185	38 05 08663

Messbecher aus 18/10-Stahl, graduert, konische Form, mit Ausguss, Griff

Volumen ml	Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.
500	125	95	10 05 08650
③ 1000	135	120	10 05 08651
2000	175	145	10 05 08652



①



②



③

