

Erlenmeyer-Kolben, VITLAB Erlenmeyer Flasks

① Erlenmeyer-Kolben, GL 45, PMP mit roter Schraubkappe, PP

Transparent. Ideal zur Verwendung als Vorlagegefäß für Titrationsen. Gut geeignet zur Lagerung und Anzucht von Zellkulturen. Gerade bei der Arbeit mit Schüttelinkubatoren bietet sich der Einsatz dieser Erlenmeyer-Kolben aus Kunststoff an, da eine größere Bruch-sicherheit gegenüber Glas besteht. Mikrowellengeeignet.

Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.

Volumen ml	Teilung ml	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
75	10	10 85 36695	1-5	6
125	20	10 85 36796	1-5	6
250	50	10 85 36895	1-5	6
500	100	10 85 36995	1-5	6
1000	200	10 85 37095	1-3	4

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

①



② Erlenmeyer-Kolben, GL 45, PP mit blauer Schraubkappe, PP

Transparent. Gut geeignet zur Lagerung und Anzucht von Zellkulturen. Gerade bei der Arbeit mit Schüttelinkubatoren bietet sich der Einsatz dieser Erlenmeyer-Kolben aus Kunststoff an, da eine größere Bruch-sicherheit gegenüber Glas besteht. Mikrowellengeeignet.

Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Volumen ml	Teilung ml	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
75	10	10 85 36941	1-5	6
125	20	10 85 34941	1-5	6
250	50	10 85 38941	1-5	6
500	100	10 85 39941	1-5	6
1000	200	10 85 35941	1-3	4

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

②

