

Kristallisierschalen ohne Ausguss, DIN 12337.

A.-Ø mm	Höhe mm	Volumen ml	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
40 ¹⁾	25	20	11 21 31324	1-9	10
50 ¹⁾	30	40	11 21 31332	1-9	10
60 ¹⁾	35	60	11 21 31334	1-9	10
70	40	100	11 21 31338	1-9	10
80	45	150	11 21 31341	1-9	10
95	55	300	11 21 31344	1-9	10
115	65	500	11 21 31349	1-9	10
140	75	900	11 21 31354	1-9	10
190	90	2000	11 21 31359	1-9	10
230	100	3500	11 21 31363	1-9	10

! Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

¹⁾ Ohne Aufdruck

