

① **Exsikkator-Unterteile, DURAN®**

mit Planflansch, ohne Anschluss, für Deckel aller Typen, DIN 12491.

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
100	12 24 77046	250	12 24 77066
150	12 24 77057	300	12 24 77069
200	12 24 77061		

② **Exsikkator-Unterteile, DURAN®**

mit Planflansch, mit NS-Tubus (NS 24/29), Typ NOVUS, DIN 12491.

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
100	12 24 77146	250	12 24 77166
150	12 24 77157	300	12 24 77169
200	12 24 77161		

③ **Exsikkator-Unterteile, DURAN®**

mit Planflansch, Gewindeanschluss GL 32, Typ MOBILEX, DIN 12491.

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
150	12 24 77257	250	12 24 77266
200	12 24 77261	300	12 24 77269

④ **Exsikkator-Unterteile, DURAN®**

mit Ringnutflansch, passend für alle Deckel.

DN	Best.-Nr.
200	12 24 77361

⑤ **Exsikkator-Deckel, DURAN®**

mit Knopf passend für alle Unterteile, DIN 12491.

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
100	12 24 41046	250	12 24 41066
150	12 24 41057	300	12 24 41069
200	12 24 41061		

⑥ **Exsikkator-Deckel, DURAN®**

mit Anschlussstutzen NOVUS 24/29 für normale NS-Hähne, Typ NOVUS, DIN 12491.

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
100	12 24 42046	250	12 24 42066
150	12 24 42057	300	12 24 42069
200	12 24 42061		

⑦ **Exsikkator-Deckel, DURAN®**

mit speziellem Tubus 24/29 mit Rille passend für Sicherheitsanschluss Typ WERTEX.

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
150	12 24 43057	250	12 24 43066

⑧ **Exsikkator-Deckel, DURAN®**

mit Schraubgewindeanschluss, Typ MOBILEX, DIN 12491.

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
150	12 24 44057	250	12 24 44066
200	12 24 44061	300	12 24 44069

O-Ringe

passend für Exsikkatoren, aus Silikon (VMQ), für Modelle ab 1996.

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
150	12 29 21557	250	12 29 21566
200	12 29 21561		

⑨ **O-Ringe**

Ersatzteil passend für Exsikkatoren, aus Silikon (VMQ). $T_{max} = 200^{\circ}C$.

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
150	12 29 22457	250	12 29 22466
200	12 29 22460		

⑩ **Schraubkappe, PBT**

mit Durchstecköffnung für Gewindeanschlüsse, Typ MOBILEX

Gewinde GL	Best.-Nr.	VE St./Pack
32	13 29 22708	10





⑪ **Dichtung mit Durchstecköffnung**
für Gewindeanschlüsse, Typ MOBILEX

Gewinde GL	Best.-Nr.	VE St./Pack
32	13 29 23612	10



⑫ **Verschlusskappe, PBT**
mit Dichtung für Gewindeanschlüsse, Typ MOBILEX

Gewinde GL	Best.-Nr.	VE St./Pack
32	11 29 24019	10



⑬ **Exsikkator-Einsätze aus Metall, DIN EN 10143**

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
100	12 29 08046	250	12 29 08066
150	12 29 08057	300	12 29 08069
200	12 29 08061		



⑭ **Exsikkator-Einsätze aus Porzellan, DIN 12911**

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
100	12 29 72546	250	12 29 72566
150	12 29 72557	300	12 29 72569
200	12 29 72561		

⑮ **Hahn mit PTFE-Spindel**
mit Kern NS 24/29 für Seitentubus.

für	Best.-Nr.
Typ NOVUS	12 24 79803

⑯ **Hahn mit PTFE-Spindel**
mit Kern NS 24/29 für Tubusdeckel.

für	Best.-Nr.
Typ NOVUS	12 24 79904

⑰ **Hahn mit PTFE-Spindel**
für Gewindeanschlüsse.

für	Best.-Nr.
Typ MOBILEX	12 24 79703

⑱ **Verschlussstopfen**
für Sicherheitsanschluss, Typ WERTEX.

NS	Best.-Nr.
24/29	12 24 79603

