

SICCO Star-Exsikkatoren, Bohlender SICCO Star Desiccators

SICCO Star-Exsikkatoren

Exsikkatoren mit leichtgängigem Magnetverschluss. Sie eignen sich ebensogut zur Lagerung von empfindlichen Produkten, wie z.B. elektronischen Bauteilen, als auch zur Aufbewahrung von elektrischen oder optischen Geräten, die vor hoher Luftfeuchtigkeit geschützt werden sollen. Die Abdichtung erfolgt über je eine umlaufende Gummidichtung. Zur besseren Stabilität verfügen die Star's über einen verstärkten Rahmen aus Aluminium. Der eingebaute, leicht ablesbare Digital-Präzisionshygrometer gehört ebenso zum serienmäßigen Lieferumfang wie vier variabel verstellbare Zwischenböden (auf max. 26 Böden erweiterbar), eine Bodenwanne und Trockenmittel.

Technische Daten:

Innenvolumen:	51 l
Gewicht:	7 kg
Zulässige Gesamtbelastung:	30 kg
Druckbelastung:	Normaldruck
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +70°C
Außenmaße BxHxT:	310 x 525 x 375 mm
Nutzbarer Innenraum BxHxT:	2260 x 480 x 330 mm

Artikel	Best.-Nr.
① SICCO Star-Exsikkator PMMA-Scheiben, transparent	23 17 18717
② SICCO Star-Exsikkator Protect PMMA-Scheiben, orangefarben, lichtscheidend	10 17 67907
③ SICCO Star-Exsikkator Black PMMA-Scheiben, schwarz, licht- und UV-undurchlässig	10 17 69107
④ SICCO Star-Exsikkator Antistatik PC-ESD Scheiben, bläulich transparent, antistatisch	10 17 61007
⑤ SICCO Star-Vitrum-Exsikkator Scheiben aus Borosilikat 3.3	10 17 64107
Technische Daten:	
Scheiben: klar	
Material: Borosilikat 3.3	
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +150°C	
⑥ SICCO Auto-Star-Exsikkator Automatische Trocknung	10 17 67707
⑦ SICCO Super Star-Exsikkator Zwei Begasungsanschlüsse inklusive Schnellkupplungen	10 17 67507

