

SICCO Star-Exsikkator Horizontal, Bohlender SICCO Star-Desiccator Horizontal

Inklusive zwei Zwischenböden aus Acrylglas, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, mit bis zu 13 Böden bestückbar, Tür öffnet nach vorne, stapelbar.

- verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylglas­scheiben
- Tür mit Magnetleiste und umlaufender Gummidichtung
- rutschfeste Gummifüße
- leicht lesbares elektronisches Hygrometer
- variabel verstellbare Zwischenböden aus Acrylglas
- Zwischenböden ausziehbar
- Bodenwanne für Trocknungsmittel
- Silicagel bei Star Exsikkatoren im Lieferumfang

Besonders geeignet für breite Produkte, z.B. Papierbögen im A3 Format oder Leiterplatten. Die SICCO Exsikkatoren zur Trocknung eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung mittels Silicagel. Gleichzeitig schützt die dicht abschließende Tür vor Verunreinigungen durch die Umgebungsluft. Die Innenbedingungen sind beispielsweise optimal für die Aufbewahrung von Referenzmaterialien, Rückstellmustern, metallografischen Schliffproben, Tabakblättern und sogar DNA-Proben.

Technische Daten:

Scheiben:	klar
Material:	PMMA
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +70°C
Verwendung:	Normaldruck
Stand:	Gummifüße
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung:	1,5 kg
Gesamtlast bei flächiger Belastung:	30 kg

Außenmaße B x H x T	Nutzbarer Innenraum B x H x T	Nutz- volumen	Gesamt- volumen	Gewicht	Best.-Nr.
mm	mm	l	l	kg	
525x340x375	480x260x330	42	45	7	10 17 69907

