

SICCO Big-Star-Exsikkator, Bohlander SICCO Big-Star-Desiccator

SICCO Big-Star-Exsikkator

Ihre Aufgabe besteht darin, feuchtigkeitsempfindliche Produkte sicher, geschützt und in staubfreier Umgebung trocken zu halten. Erreicht wird dies durch die Zugabe von Silica-Gel.

Die Abdichtung erfolgt über eine umlaufende Gummidichtung. Zur besseren Stabilität verfügen die Big-Stars über einen verstärkten Rahmen aus Aluminium. Der eingebaute, leicht ablesbare Digital-Hygrometer gehört ebenso zum serienmäßigen Lieferumfang wie die vier variabel verstellbaren Zwischenböden aus Edelstahl (max. 8 Böden möglich) sowie eine Trockenwanne.

Technische Daten:

Innenvolumen:	156 Liter
Gewicht:	18 kg
Zulässige Gesamtbelastung:	80 kg
Druckbelastung:	Normaldruck
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +70°C

Außenmaße (B×H×T): 540 × 1150 × 530 mm

Nutzbarer Innenraum (B×H×T): 495 × 1030 × 510 mm

Artikel	Best.-Nr.
① SICCO Big-Star-Exsikkator PMMA-Scheiben, transparent	10 17 69607
② SICCO Big-Star-Exsikkator Protect PMMA-Scheiben, orangefarben, lichthemmend	10 17 62607
③ SICCO Big-Star-Exsikkator Black PMMA-Scheiben, schwarz, licht- und UV-undurchlässig	10 17 63907
④ SICCO Big-Star-Exsikkator Antistatik Bläulich transparentes PC-ESD, antistatisch.	10 17 62507
⑤ SICCO Big-Star-Vitrum-Exsikkator Hitzebeständiges Borosilikatglas 3.3, Temperaturbeständigkeit -70°C bis +150°C	10 17 64407
⑥ SICCO Auto-Big-Star-Exsikkator Trocknung erfolgt automatisch	10 17 69407

