

SICCO Big-Star-Exsikkator Low, Bohlender SICCO Big-Star-Desiccator Low

Zur Aufbewahrung von größeren oder großvolumigeren, feuchtigkeitsempfindlichen Referenzmaterialien, Rückstellmustern, etc.. Durch die geringe Höhe ist eine problemlose Platzierung z.B. in Regalen möglich. Die Trocknung erfolgt durch Zugabe von Silica-Gel (optional erhältlich).

- Aluminiumrahmen mit transparenten Scheiben aus Acryl (PMMA)
- Türe mit Magnetleiste und umlaufender Gummidichtung
- Ausziehbare Zwischenböden (optional bis zu 5 Stück)
- Rutschfeste Gummifüße
- Stapelbar

Serienzubehör: 1 Hygrometer, 1 gelochter Zwischenboden aus Edelstahl mit Führungsschienen aus ALU, 1 Schale für Trockenmittel

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C

Verwendung: Normaldruck

Bodenlast bei max. 30 kg

flächiger Belastung:

Gesamtlast bei 80 kg

flächiger Belastung:

Außenmaße B x H x T mm	Nutzbarer Innenraum B x H x T mm	Nutz- volumen l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
550x330x580	495x250x540	91	13	10 17 69707

