

SICCO Vakuum-Exsikkator, Bohlender SICCO Vacuum-Desiccator

Massive Wände von bis zu 25 mm Stärke, umlaufende Silikondichtung, Vakuummeter, Vakuum 1 inklusive zwei Zwischenböden, mit bis zu drei Böden bestückbar, Vakuum 2 inklusive drei Zwischenböden, mit bis zu fünf Böden bestückbar, Vakuum 3 inklusive vier Zwischenböden, mit bis zu sieben Böden bestückbar.

- glasklare Acrylplatten, von jeder Seite einsehbar
- umlaufende Silikondichtung
- rutschfeste Gummifüße
- variabel verstellbare Zwischenböden
- Vakuummeter (0-760 mm Quecksilbersäule)
- Vakuum bis 0,0001 Torr
- 2 Nadelventile mit Oliven-Außen-Ø 9,0 mm

SICCO Vakuum-Exsikkatoren dienen zur Aufbewahrung empfindlicher Produkte in einem nahezu luftleeren Raum.

Das im Inneren erzeugte Vakuum trocknet die eingelagerten Produkte besonders schnell. Diese Systeme ermöglichen eine sauerstoff- und kohlendioxidfreie Lagerung, sie eignen sich deshalb beispielsweise zur kontaminationsfreien Aufbewahrung von Halbleiterproben.

Technische Daten:

Scheiben:	glasklar
Material:	PMMA
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +70°C
Verwendung:	Vakuum bis 0,0001 Torr
Stand:	Gummifüße
Überstand Ventile + Vakuummeter:	100 mm
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung:	9 kg

Außenmaße B x H x T	Nutzbarer Innenraum B x H x T	Nutz- volu- men	Gesamt- volumen	Gewicht	Trag- last max.	Best.-Nr.
mm	mm	l	l	kg	kg	
300x340x300	260x260x260	17,5	17,5	15	30	10 17 68804
300x440x300	260x360x260	24,5	24,5	18	40	10 17 68808
315x550x310	265x460x260	31,5	31,5	27	50	10 17 68812

