

Zentrifugenflaschen, Thermo Scientific Nalgene, IDL Centrifuge Bottles



WWRJN117

thermo scientific

Autoklavierbare Zentrifugenflaschen aus Polypropylen-Copolymer mit Polypropylen-Schraubverschluss. Diese durchscheinenden Flaschen zeichnen sich durch hervorragende Chemikalienbeständigkeit aus. Robust und haltbar. Dichtungsverschluss erhältlich für 1000 ml-Flaschen. Bei Einsatz der 250 ml-Größe im Sorvall GSA-Rotor den NALGENE-Zentrifugenadapter verwenden. Best.-Nr. 23 87 31202 ist für IEC-Rotoren bestimmt. Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf den Flaschenhals legen. Die 2000 ml-Flasche gibt es auch als sterile Version, bei beiden ist die Verwendung eines Stützadapters (Art.-Nr. 75007686) erforderlich, siehe Bild. Die Flaschen müssen immer mindestens zu 80% gefüllt sein, mit Ausnahme der Best.-Nr. 23 87 31203, die zu 75% gefüllt sein müssen.

Volumen ml	belastbar bis g	Best.-Nr.	VE St./Pack
250	13200	23 87 31201	4
500	4800 (für IEC-Rotoren)	23 87 31202	4
500	4800	23 87 31203	4
1000	7100	23 87 31204	4
1000	7100 (für IEC-Rotoren)	23 87 31205	4
2000	7333 (im H-12000-Rotor)	10 87 31206	6
2000 (steril)	7333 (im H-12000-Rotor)	10 87 31207	24

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Achtung: Für 250-ml-Flaschen bei Sorvall GSA-Rotoren unbedingt Adapter verwenden (s. Best.-Nr. 23 87 31250).

