

Spitzbodengläser, Neubert-Glas Centrifuge Tubes

Langkonisch, mit Normschliff-Hülse, ohne Stopfen, Boro 3.3

Spitzbodengläser, ungraduiert

Volumen ml	Teilung ml	Außenmaße mm	NS	Best.-Nr.
10	-	17×1,2×120	12,2/21	11 11 43112
10	-	17×1,2×120	14,5/23	11 11 43114
15	-	17×1,2×155	14,5/23	11 11 43115

Spitzbodengläser, blau, graduiert

Volumen ml	Teilung ml	Außenmaße mm	NS	Best.-Nr.
10	1/10	17×1,2×120	12,5/21	11 11 43212
10	1/10	17×1,2×120	14,5/23	11 11 43214
15	1/10	17×1,2×155	14,5/23	11 11 43215

Weitere Größen auf Anfrage.

