

Urbanti-Trichter, PMP, VITLAB

Urbanti Funnels, PMP

Glasklar. Die spiralförmigen Rippen erhöhen die Filtrationsgeschwindigkeit und verhindern den Lufteinschluss zwischen Filterpapier und Trichter. Mit langem Auslauf.

Volumen ca. ml	Ø mm	Länge mm	Auslauf-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
30	51	195	3	23 85 16205	6
80	70	210	3	23 85 16207	6
250	100	198	7	23 85 16210	4
630	140	247	10	23 85 16214	3
1800	196	315	20	23 85 16219	2

